

SMS

MB-10

мийно-дезінфекційна машина
для медичних підкладних суден



Найвищі стандарти
дезінфекції

Невеликий розмір

Легке завантаження
і розвантаження

Вбудована шафа для
мийних засобів

A0 моніторинг

Значення A0 використовується для визначення рівня мікробної інактивації та залежить від часу та температури. Контроль цього значення дозволяє отримати ідеальні та повторювані результати дезінфекції. MB-10 відображає значення A0 в реальному часі.

Контроль рівня мийних засобів і нейтралізаторів

Щоб мінімізувати час простою, MB-10 має систему контролю рівня мийних засобів та нейтралізаторів. Вона нагадає вам завчасно додати мийні засоби.

Охолодження вимитих суден

Після дезінфекції підліжники та пісуари можуть бути гарячими, що унеможливить їх використання. Існує можливість додати промивання холодною водою після фази дезінфекції. Це дозволяє використовувати судна відразу після завершення циклу.

Система насадок

Наша унікальна вдосконалена система насадок дозволяє підтримувати найвищі стандарти гігієни під час кожного циклу очищення та дезінфекції. Вона була спеціально розроблена для очищення навіть важкодоступних поверхонь та полегшення видалення засохлих залишків.

Система завантаження

MB-10 - мийно-дезінфекційна машина з фронтальним завантаженням з системою легкого завантаження. Вона постачається з вбудованою функціональною полицею для миття суден. Це також забезпечує повне спорожнення всіх суден, коли дверцята закриті, перед початком процесу миття.

Розміри машини

Ширина	550 мм
Глибина	585 мм
Висота	1620 мм
Вага	110 кг

Розміри камери

Ширина	500 мм
Глибина	585 мм
Висота	320 мм
Цикл - підліжники/пляшки для пісуарів	1/1

Електропостачання

3N ~ 400 В; 50 Гц	●
Потужність	5,35 кВт
Середнє споживання електроенергії за цикл	< 1 кВт/год

Стандарти та директиви

PN-EN ISO 15883-1	●
PN-EN ISO 15883-3	●
MDD 93/42/EWG	●

Офіційний дистриб'ютор в Україні ТОВ «РЕДМЕД»

Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40
+38-050-355-10-28, +38-096-129-80-46, +38-067-343-58-57
www.redmedUA.com, www.red-med.prom.ua
E-mail : fs.ukraine@gmail.com, sales@redmedua.com, tov.redmed@gmail.com

МЕДИЧНИЙ ВИРІБ

