

## «ПлегіСтор» (PlegiStore)<sup>®</sup>

**Контейнер із розчином для перфузії та консервації органів, призначених для трансплантації / Консерваційний розчин для нирок, печінки, підшлункової залози, серця, легень**

Медичний виріб класу III

**CE**  
2274

PLST2000//ua/2021/03/04

Сторінка 1/1

REF PLST2000



Розчин для консервування органів «ПлегіСтор» (PlegiStore<sup>®</sup>) - це прозорий стерильний апірогенний розчин, призначений для гіпотермічного промивання, транспортування та зберігання органів черевної порожнини (печінка, нирки, серце, легені та підшлункова залоза).

Розчин «ПлегіСтор» (PlegiStore<sup>®</sup>) - це позаклітинний розчин із низькою в'язкістю, що використовується для зберігання органу в оптимальних умовах протягом часу від видалення у донора до трансплантації реципієнту.

### Склад розчину «ПлегіСтор» (PlegiStore<sup>®</sup>)

Натрію хлорид	0,8766 г
Калію хлорид	0,6710 г
Магнію хлорид • 6 H <sub>2</sub> O	0,8132 г
Гістидину гідрохлорид • H <sub>2</sub> O	3,7733 г
Гістидин	29,9289 г
Триптофан	0,4085 г
Манітол	5,4651 г
Кальцію хлорид • 2 H <sub>2</sub> O	0,0022 г
Калію гідроген 2-оксопентандіоат (синонім: калію гідроген 2-кетоглутарат)	0,1842 г
Калію гідроксид 2N для регулювання значення рН	
Вода для ін'єкцій	до 1000 мл

### Контейнер

Прозорий контейнер з ПВХ пластику  
Не містить латексу  
Не містить ДЕГФ  
Має 3 порти: Заливний порт  
Ін'єкційний порт  
Порт під спайк-конектор

### Упаковка

**Контейнер об'ємом 2000 мл**  
5 контейнерів у картонній коробці  
1 інструкція для медичного застосування у картонній коробці

### Умови використання

Знищити після використання  
Термін придатності 12 місяців



Медичний виріб



Стерильний (асептичне наповнення)



**Виробник** Carnamedica Sp. z o.o. Варшава, Польща



Для одноразового використання



Уповноважений представник в Україні:  
**ТОВ «РМ Документ»** Тел.: 096-129-80-46,  
e-mail: [certification.rm.document@gmail.com](mailto:certification.rm.document@gmail.com)  
**Офіційний дистриб'ютор на території України:**  
**ТОВ «РедМед»**  
e-mail: [tov.redmed@gmail.com](mailto:tov.redmed@gmail.com) + 38-096-129-80-46



Не використовувати, якщо упаковку пошкоджено.



### Умови зберігання

Зберігати в місці, захищеному від дії прямих сонячних променів  
Зберігати розчин за температур від +2 °C до +15 °C

