

Напівавтоматичний екстрактор компонентів крові MIKROmatic



Плазмоекстрактор MIKROmatic розроблений для розділення крові на компоненти. Ручний плазмоекстрактор був модернізований та доповнений автоматичною функцією затискання для перевірки результатів сепарації.

Характеристики

- Проста сепарація центрифугованої крові
- Відділення безклітинної плазми в результаті застосування високоточної системи датчиків еритроцитів
- Простота використання і обслуговування
- Призначений для використання банками крові та мобільними пунктами переливання крові
- Радіозв'язок для передачі даних (опція)
- Комп'ютерне програмне забезпечення для налаштування пристрою, збору і аналізу даних (опція)
- Стійкий, функціональний та привабливий корпус
- Зручна для користувача система із звуковою і візуальною сигналізацією
- Інтуїтивний і зручний у використанні
- Ефективне, швидке і герметичне скріплення затискачами
- Забезпечення сепарації без домішок еритроцитів
- Автоматичний і ручний режими роботи зажимів
- Високоточна система датчиків забезпечує точну та якісну роботу приладу



MIKROmatic

Додаткові опції

- Радіозв'язок для передачі даних
- Сканер штрих-коду (для ПК)
- Комп'ютерне програмне забезпечення для контролю даних



Технічні характеристики

Загальні

Габаритні розміри:	254 x 270 x 313 мм
Розміри пластини стіки (ШхГхВ):	193 x 252 x 33 мм
Вага:	4,4 кг
Кут відкриття:	60 градусів
Тип датчика:	інфрачервоний
Передача даних:	радіопередача
Збір даних:	сканер штрих-коду

Джерело живлення

Вхідна напруга:	100-240 В 50/60 Гц 2А
Вихідна напруга:	24 В
Споживана потужність:	8 Вт
Запобіжник:	вбудований

Параметри навколишнього середовища (робочі умови)

Температура:	+10 - +40 °С
Вологість:	20-90% (без конденсата) (також для зберігання і транспортування)
Температура:	-20 - +50°С (також для зберігання і транспортування)

Дані про відповідність

Класифікація медичних пристроїв:	клас I
Директиви і стандарти:	MDD 93/42/EEC, EN 60601-1, EN 60601-1-2, RoHS2
Класифікація:	Клас II, Тип B (захист від ураження електричним струмом)

Офіційний дистриб'ютор в Україні ТОВ «РЕДМЕД»

Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40
Тел. + 38-067-820-54-32, + 38-096-129-80-46
e-mail: tov.redmed@gmail.com