



Апарат для донорського аферезу Trima Accel - призначений для мультикомпонентного збору еритроцитів, плазми та тромбоцитів.

Система Trima Accel – це автоматизований сепаратор кров'яних клітин, призначений для використання у процедурі збору компонентів крові, що заготовлюються з метою подальшого переливання пацієнтам. Залежно від типу використовуваного комплекту магістралей у системі Trima Accel можна заготовляти окремо або спільно наступні продукти крові:

- Подвійні дози еритроцитів в ACD-A або консервуючому розчині (з лейкоредукцією або без неї)
- Тромбоцити, аферезні (поодинокі, подвійні чи потрійні дози)
- Тромбоцити, аферезні, лейкоредуковані (поодинокі, подвійні або потрійні дози)
- Плазма
- Плазма, лейкоредукована
- Еритроцити в ACD-A або розчині для зберігання (поодинокі дози)
- Еритроцити в ACD-A або розчині для зберігання, лейкоредуковані (поодинокі дози) за допомогою вбудованого фільтра

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Система Trima Accel 7 призначена допомогти вам заготовляти більше продуктів від кожного донора, забезпечуючи вищі показники продуктивності вашого центру крові.

Заготівля більшої кількості тромбоцитів: нові програмні алгоритми заготівлі тромбоцитів


У програмне забезпечення внесено оновлення для більш точного розрахунку кількості тромбоцитів, мобілізованих селезінкою під час заготівлі крові, та прогнозу кількості тромбоцитів у донора після кроводачі. Ці покращення можуть дозволити вам безпечно заготовляти більше тромбоцитів у кожного донора.

Скорочення тривалості процедур: покращення контролю за камерою LRS та встановлення каналу

Внесені технічні вдосконалення допомагають прискорити заготівлю продукту крові за рахунок швидшого визначення межі розділу та скорочення числа вимивань із камери LRS. За рахунок цього досягається більш висока ефективність процедури заготівлі крові.

Більш раціональні рішення щодо продуктивності: програма Trima KPI Dashboard

Слідкуйте за показниками аферезної програми для підвищення продуктивності. Більше не потрібно збирати та вводити дані вручну: вимірювання цільових показників продуктивності можна виконувати за допомогою аналізу даних у режимі реального часу.



ЯКІСТЬ

Система Trima Accel завжди націлена на заготівлю гемопродуктів найвищої якості.

Підвищена безпека тромбоцитів починається із використання системи Trima Accel

Як показують результати дослідження, застосування системи Trima Accel знижує ризик бактеріального забруднення продуктів тромбоцитів та, як наслідок, ризик сепсису у пацієнтів.

Більш високий скоригований приріст тромбоцитів

Однією з переваг використання даного пристрою є вищий скоригований приріст тромбоцитів у пацієнтів після переливання тромбоцитів.



ПОЛІПШЕНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР

Ретельно продумані вдосконалення та функції пристрою полегшують роботу медичних фахівців та підвищують ефективність їхньої праці.

Удосконалене керування процедурою: манжета T-Cuff та функція автоподачі AutoFlow

Функція автоподачі AutoFlow та застосування манжети T-Cuff дозволяють керувати венозним доступом та оптимізувати кровотік, автоматично регулюючи швидкість потоку з урахуванням венозного доступу та фізіології донора. Використання обох технологій дозволяє знизити кількість попереджень, пов'язаних з венозним доступом, майже на 50%.

Безшумна процедура кроводачі: технологія безшумних насосів QuietPump

Запатентована нами технологія QuietPump дозволяє усунути клацання, які чути при кроводачі, тим самим створюючи спокійнішу і тихішу обстановку під час заготівлі крові для донорів та медичних фахівців.

Спрощення процедури заготівлі крові: покращені екранні вказівки та навігація по екранах

Завдяки внесеним змінам зміст екранів став більш інтуїтивно зрозумілим для користувача і допомагає перевіряти дані, що вводяться.

Скорочення часу простою: швидке перезавантаження

Не примушуйте своїх донорів чекати. На перезавантаження системи Trima Accel 7 потрібно менше 30 секунд – і вона вже готова до виконання наступної процедури збору крові! Це дозволяє економити час.



Україна, 01042, м. Київ,
вул. Джона Маккейна, 40



+38-067-820-54-32
+38-067-343-58-57



tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com