

ebers

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ

Пристрій для нормотермічної
перфузії донорської нирки

ARK KIDNEY



ПОДОЛАННЯ
ДЕФІЦИТУ
ОРГАНІВ



ОЦІНКА
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНУ



ЗБЕРЕЖЕННЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ
ОРГАНУ



МУЛЬТИ
ОРГАННА
СИСТЕМА

ARK KIDNEY



МУЛЬТИ ОРГАННА СИСТЕМА

Прилад сумісний з нирками та печінкою

МОНІТОРИНГ ОРГАНУ

Неінвазивне стерильне вимірювання температури, сатурації O_2 , гематокриту, гемоглобіну, тиску, швидкості потоку та виділеної сечі. Легкий відбір зразків перфузату та сечі для автономного аналізу

СИСТЕМА ДОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ ШПРИЦІВ

Дозування до 4 додаткових середовищ, нутрієнтів або ліків до перфузату

ГЕМОДИНАМІКА І КОНТРОЛЬ ОКСИГЕНАЦІЇ

Сумісний з одинарними та подвійними органами кровопостачання. Обмін CO_2 та O_2 здійснюється через оксигенатор

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ

Нормотермічні та субнормотермічні умови

МАНІПУЛЯЦІЯ І МОБІЛЬНІСТЬ

Одноразовий набір поставляється попередньо зібраним на рамі для легкої та швидкої установки. Резервна акумуляторна система та внутрішній кислородний балон для портативності

СЕКРЕТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНУ

Збір і вимірювання об'єму секрет жовчі та сечі. Автоматичне поповнення втраченого об'єму перфузату

КАНЮЛЯЦІЯ ОРГАНУ

Декілька варіантів канюляції судин, сечоводів та жовчних проток, включаючи патч Карреля та пряму канюляцію ниркової артерії

Виробник: **EBERS · Medical Technology**, Іспанія
Дилер на території України: **ТОВ «ТРИФАРМ»**
м. Київ, вул. Бальзака 8В, кв. 125
Тел.: +38-097-683-92-33
e-mail: tov.trifarm@gmail.com

Офіційний дистриб'ютор на території України:
ТОВ «РЕДМЕД»
Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40
Тел. +38-096-129-80-46
e-mail: tov.redmed@gmail.com