



Відповідно до діючих нормативних актів при зберіганні тромбоцитів крові необхідно використовувати спеціальне обладнання для підтримання необхідної температури та помішування. Для цього у закладах служби крові використовуються тромбоцитарні шейкери.

Наразі пропонуємо Вам тромбоцитарний шейкер для зберігання 10-20 контейнерів з тромбоцитами.

- Повністю з нержавіючої сталі
- Гарантована температура зберігання.
- Низький рівень шуму.
- Сигнал тривоги на відкриті двері, перепад напруги, зниження або підняття температури всередині камери
- Удосконалена система вентиляції для рівномірного розповсюдження температури в камері.
- Дезінфекція за допомогою УФ ламп
- Широкий діапазон напруги від 187V ~ 242V

Технічні характеристики

Модель	MDC-5	MDC-10
Стелажі / кошики	Висувна полиця	
Тип охолодження	Примусове повітряне	
Холодоагент	HC	
Потужність (кВт/добу)	2,69	4,4
Рівень шуму (дБ)	49	50
Діапазон температур °C	20 ~ 24 °C	
Марка компресора	Embraco / 1	
Тип датчика	NTC	
Регулятор температури	Цифрове керування	
Дисплей	Рідко-кристалічний	
Напруга / Частота / Потужність	220 В / 50 Гц / 197 Вт	220 В / 50 Гц / 280 Вт
Внутрішній матеріал (марка сталі)	SUS	
Зовнішній матеріал	Двостороння епоксидна ламінована сталь	
Частота коливань	60 ± 5 разів / хв	
Амплітуда коливань	50 мм	
Тип коливання	горизонтальні коливання	
Загальна кількість контейнерів на 450 мл.	10 контейнерів	20 контейнерів
Вага нетто / брутто (кг)	60/65	80/86
Загальний розмір (Ширина * Глибина * Висота) мм	522 × 600 × 1050	522 × 600 × 1300
Внутрішній розмір (Ширина * Глибина * Висота) мм	427 × 360 × 467	432 × 462 × 728
Розмір упаковки (Ширина * Глибина * Висота) мм	572 × 685 × 1070	572 × 685 × 1320
Сигналізація	висока / низька температура, знеструмлення, відчинені дверцята	

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання. Гарантійний сервіс та ремонт виконує сертифікований виробником спеціаліст. Обладнання сертифіковане відповідно до законодавства України та має усі необхідні декларації відповідності технічним регламентам. Медичний виріб.



Україна, 01042, м. Київ,
вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-820-54-32
+ 38-067-343-58-57



tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com